

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model: A02-C-020

1. Schłódź wkład żelowy w zamrażarce lub lodówce przez minimum 2 godziny.

2. Połóż zewnętrzny mankiet płasko z rzepem skierowanym do góry i przypnij schłodzony żel do mankietu jak pokazano na rys. 1 i 2. Siatkowa konstrukcja wkładu żelowego zmniejsza przepływ żelu i zapewnia równomierne chłodzenie.

3. Należy zawsze stosować warstwę izolacyjną pomiędzy wkładem żelowym, a skórą. W tym celu użyj bandaża elastycznego lub opaski kompresyjnej. Ten mankiet nadaje się do użycia na udo, łydękę lub kolano. Przymocuj mankiet do wybranej części ciała jak pokazano na rys. 3.

4. Dopasuj mankiet od dołu do góry przy użyciu trzech paseków jak pokazano na rys. 4.

5. Podłącz wąż przyłączeniowy do pompy powietrznej i naciśnij przycisk zasilania jak pokazano na rys. 5. Upewnij się, że wąż nie jest w żadnym punkcie załamany.

6. Naciśnij przycisk P1/P2 w zależności do którego wyjścia został podłączony wąż, ustaw ciśnienie jak pokazano na rys. 6.

Uwaga: Jeśli jest taka potrzeba, powtórz powyższe kroki aby kontynuować terapię gdy wkład żelowy się nagrzej.

